

# DICOM viewer 説明書

4 年 I コース 22 番 西口晴人



実行時のウィンドウ

## 1. 起動

viewer.exe を、ダブルクリックまたは PowerShell より実行

Python スクリプトからの起動方法 (Linux 等で実行する場合)

1. pydicom, PyQt5, numpy の 3 つのライブラリをインストール
2. Shell から「`Python3 view.py`」を実行

## 2. ファイルの選択

ウィンドウ右上の「フォルダを開く」または「ファイルを開く」から、DICOM 形式の画像または画像系列を選択

## 3. 操作

右側リストボックスから Axial, Coronal, Sagittal の切り替えができる。

スライスの位置, Window Center, Window Width は、右のスライドバーから操作可能